

Nous vous remercions d'avoir loué un de nos appareils de mobilisation passive. Afin de faciliter son utilisation et de vous permettre de compléter au mieux votre rééducation, nous vous recommandons de suivre les instructions de ce bref mode d'emploi, n'hésitez pas à vous reporter au manuel d'utilisation complet joint avec votre appareil.


DÉBALLAGE

Lors du déballage, nous attirons votre attention sur le fait que vous allez devoir réemballer votre appareil. Regardez bien comment sont placés les différents éléments et notamment la planchette appui pied (A).

ATTENTION: ne pas sortir l'attelle du carton en tirant sur le berceau jambier.

Avant d'utiliser votre appareil vous devez retourner cette planchette.

- Dévisser les deux boutons (1).
- Retirer et retourner la planchette avant de la repositionner.
- Resserrer les deux boutons (1).
- Dévisser les deux boutons (2) et pivoter la planchette.
- Resserrer les deux boutons (2).




Votre appareil est prêt à être branché.

DESCRIPTION

L'appareil KINETEC Spectra est un appareil de mobilisation passive du GENOU permettant un mouvement de flexion-extension de -10° à 120°.

L'appareil est composé de:

- A - Planchette appui pied
- B - Support de pied plastique
- C - Support mollet
- D - Support de cuisse
- E - Poignée de commande du mouvement
- F - Panneau de réglage du mouvement
- 1 - Boutons de réglage de la longueur de jambe
- 2 - Boutons de réglage de l'inclinaison de la planchette
- 3 - Boutons de réglage de la longueur de cuisse



INSTALLATION


Afin de profiter au mieux de votre appareil de rééducation, nous vous recommandons de positionner celui-ci sur une surface large et stable, vous permettant de vous installer confortablement et d'éviter l'instabilité de l'appareil. Il n'est pas nécessaire d'être complètement allongé, une position semi assis (buste relevé) avec un bon maintien de la tête est préférable pour votre confort.

MISE EN ROUTE

- Brancher la télécommande (E) au connecteur (F) de l'attelle CPM.
- Brancher le cordon secteur (4) au connecteur (5) de l'appareil KINETEC.
- Brancher votre appareil à une prise secteur.

IMPORTANT: avant toute utilisation

- Vérifier que la prise de courant soit en bon état et apte à recevoir la fiche du cordon d'alimentation de l'attelle.
- Actionner l'interrupteur (6).
- Attendre que la télécommande s'allume.



TÉLÉCOMMANDE



Utilisation de la télécommande (E)

La fonction de l'attelle est contrôlée exclusivement avec la télécommande à écran numérique.

Pour définir les paramètres individuels, la feuille annexée „Explication du menu” vous donne des indications sur les touches du menu.

Modification de la langue d'affichage


Début	Touche	Affichage	Commentaire
Enclencher l'appareil		KINETEC 40 stop 50 110	Vérifier si la télécommande n'est pas bloquée
Appuyer simultanément sur les touches	speed force	LANGUE ANGLAIS	Sélectionner la langue souhaitée
Modifier la langue	+ ou -	LANGUE FRANÇAIS	Langues disponibles: EN, DE, FR, IT, ES
Valider la langue	limit	OKAY Mettre hors tension puis sous tension	Eteindre puis allumer pour appliquer la modification de la langue.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE JAMBE

Pour la première utilisation nous recommandons de vous faire aider par une tierce personne.

- Mesure votre longueur fémorale au moyen d'un mètre (ex: 39 cm): de l'axe d'articulation de la hanche (11) à l'axe d'articulation du genou (12).
- Desserrer les deux boutons (3) et reporter cette valeur sur l'échelle graduée (13), resserrer les deux boutons (3)
- Desserrer les deux boutons (1) et (2), puis allonger au maximum la longueur du mollet.
- Installez vous sur votre appareil, et positionnez au mieux l'axe d'articulation du genou (12) avec l'axe d'articulation (14) de l'appareil.
- Remarque:* votre pied n'est pas encore en contact avec la planchette (A).
- Amener la planchette (A) en contact avec le pied, et régler l'inclinaison du pied afin que celle-ci soit confortable.
- Resserrer les boutons (1) et (2).

Vous pouvez démarrer votre séance de rééducation.



RECOMMANDATION

Il n'existe aucun protocole défini par rapport à une pathologie, les angulations et la vitesse du mouvement dépendent essentiellement de votre ressenti.

Nous vous recommandons d'utiliser votre appareil de rééducation une heure le matin puis une heure l'après-midi, dans des amplitudes de mouvements et une vitesse qui restent non douloureuses.

Néanmoins si vous ressentez une gêne ou si vous remarquez le début d'un oedème nous vous recommandons de ralentir la fréquence d'utilisation de votre appareil sans la stopper complètement et d'en parler avec votre kinésithérapeute et/ou médecin rééducateur.

EMBALLAGE


Il est important d'emballer correctement votre attelle après utilisation ou lors du renvoi afin qu'elle ne s'endommage pas durant le transport:

- Régler la longueur de cuisse à 38 cm.
- Stopper le mouvement en extension à max. 0°.

Planchette (A)

Positionner la planchette comme lors du déballage.


- Desserrer les deux vis (1) et (2), retirer la planchette (A).
- Pivoter la planchette à 180° et l'insérer sous le support de pied.



JUSTE: pivoter la planchette à 180° et implanter sous le support de pied. **FAUX:** relever la planchette à l'avant.

Envoi

Mettre la protection sagex des deux côtés puis introduire l'attelle en utilisant uniquement la poignée de transport (X), et non pas le berceau jambier.



IMPORTANT:

Avant de fermer la valise de transport, merci de vérifier que tous les composants soient présents:

1. l'attelle
2. le cordon de secteur
3. le manuel d'utilisation
4. le mode d'emploi rapide
5. Feuille „Explication du menu“ Kinetec Spectra

QUESTIONS FRÉQUENTES

Y a-t-il des effets indésirables?

Si l'appareil est utilisé trop intensivement dès le début, certaines personnes risquent de ressentir des douleurs lors de l'utilisation de l'appareil, commencez donc doucement et augmentez progressivement les limites angulaires et la vitesse.

Quand vais-je pouvoir voir les résultats?

Cela dépend de la pathologie et de la condition physique de l'utilisateur, mais en règle générale, après une semaine d'utilisation, couplée avec des séances de rééducation traditionnelle auprès d'un kinésithérapeute, l'articulation mobilisée retrouve une meilleure souplesse et un meilleur contrôle musculaire, la durée totale d'une rééducation peut varier de 3 mois à plusieurs années.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Concernant le traitement de la pathologie:

En cas d'incertitude liée à l'utilisation de l'attelle pour votre pathologie, nous vous prions de contacter votre médecin ou votre thérapeute.

Emploi de l'attelle:


























De plus amples détails concernant l'attelle Kinetec CPM se trouvent également dans le mode d'utilisation annexé.



























Si cela ne vous aide pas, prière de nous contacter à l'adresse suivante:

CONTACT DE LOCATION

Votre contact concernant vos questions pour l'emploi technique et la location de votre attelle Kinetec CPM:

Ci-après une brève description de l'utilisation des points du menu Kinetec SPECTRA au moyen de la télécommande:

DÉBUT	APPUYER SUR LES TOUCHES	COMMENTAIRES
Blocage/déblocage de la télécommande	Appuyez simultanément sur les touches  et  .	Le blocage de la télécommande est conservé lors de la remise sous tension (interrupteur MARCHE/ARRET)
Régagles manuels	Appuyez sur l'interrupteur MARCHE (ON)	L'attelle est pré-programmée aux valeurs d'usine.
	Appuyez sur  afin que l'appareil fonctionne.	
	Pour le réglage de la limite d'extension, appuyez sur  . ensuite sur  ou  pour augmenter ou diminuer la limite d'EXTENSION.	La valeur EXTENSION clignote: appuyez sur la touche  ou  dans les 3 secondes.
	Pour le réglage de la limite de flexion, appuyez sur  . ensuite sur  ou  pour augmenter ou diminuer la FLEXION.	La valeur FLEXION clignote: appuyez sur la touche  ou  dans les 3 secondes.
	Pour la sélection de la vitesse, appuyez sur SPEED ensuite sur  ou  pour augmenter ou diminuer la VITESSE.	La nouvelle valeur programmée clignote, pour la valider attendre 3 secondes.
	Pour la sélection de la force d'inversion, appuyez sur FORCE ensuite sur  ou  pour augmenter ou diminuer la FORCE.	La nouvelle valeur programmée clignote, pour la valider attendre 3 secondes.
	Pour la sélection de programmation du temps de séance, appuyez sur TIMER. ensuite sur  ou  pour augmenter ou diminuer le TEMPS DE SÉANCE.	La nouvelle valeur programmée clignote, pour la valider attendre 3 secondes.
Compteur horaire 	Pour afficher le compteur horaire appuyer sur  .	Ce compteur de temps est remis à zéro à chaque remise sous tension (interrupteur noir MARCHE).
Mode Echauffement 	Stoppez l'attelle en appuyant sur la touche  . Sélectionnez le mode échauffement  . Ensuite appuyez sur  pour la mise en route du mouvement.	L'appareil SPECTRA démarre le mouvement à 70% de la plage angulaire maximum et augmente de 5% à chaque cycle complet jusqu'à atteindre l'amplitude maximum programmée.

DÉBUT	APPUYER SUR LES TOUCHES	COMMENTAIRES
Mode modulation 	<p>Stoppez la télécommande sur  .</p> <p>Appuyez la touche  .</p> <p>Appuyez sur la touche  pour sélectionner la valeur de la FLEXION. Appuyez immédiatement sur  afin que la nouvelle valeur puisse être programmée.</p> <p>OU</p> <p>appuyez sur la touche  pour sélectionner la valeur de l'EXTENSION. Appuyez immédiatement sur  afin que la nouvelle valeur puisse être programmée.</p> <p>Appuyez sur  pour la mise en route de la séance avec les nouvelles limites de mouvement.</p>	Lorsque l'amplitude maximum ou minimum de l'attelle est atteinte, cette limite est sauvegardée et le MODE MODULATION est automatiquement désactivé.
Mode By-Pass 	<p>L'attelle doit être en mouvement. Appuyez sur la touche  .</p> <p>Puis sur ROM By-Pass  .</p> <p>Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'attelle soit en mode FLEXION. L'attelle CPM affiche la valeur de la flexion préprogrammée. Appuyez immédiatement sur  afin que la nouvelle valeur puisse être programmée.</p> <p>OU</p> <p>appuyez sur la touche  pour sélectionner la valeur de l'EXTENSION. L'attelle CPM affiche la valeur de l'extension préprogrammée. Appuyez immédiatement sur  afin que la nouvelle valeur puisse être programmée.</p>	<p>Permet le dépassement des amplitudes prééglées pendant la séance de travail.</p> <p>Lorsque l'amplitude maximum ou minimum de l'attelle est atteinte, cette limite est sauvegardée et le MODE BY-PASS est automatiquement désactivé.</p>
Mode programmation 	<p>Mettre l'attelle hors tension .</p> <p>Appuyer simultanément sur les 2 touches  et  et mettre l'attelle sous tension. Message d'accueil pendant environ 3 secondes .</p> <p>Relâcher les deux touches  et  dès l'affichage du programme.</p> <p>Choisir un des 16 programmes avec les touches  et  .</p>	
Mode select	<p>WARM- UP:  appuyer 1x SET-UP manuel:  appuyer 2x</p> <p>Complétez les paramètres ROM, FORCE, PAUSE TIME et SPEED. Validez les valeurs et appuyez 1x sur la touche program.</p> <p>Mémoriser le programme  Effacer le programme </p> <p>Mettre l'attelle hors-tension/sous tension.</p> <p>Le programme programmé est désormais disponible.</p>	